

Název výrobku: Lékárnička první pomoci při zasažení očí - BIOPHOS

Firemní označení: LSOV04

Technický popis: Pohotová první pomoc při zasažení očí mechanickými nečistotami nebo chemickými látkami, včetně kyselin a louhů.
Vyrobená z polypropylénu zelené barvy, dvířka - průhledné matné plexisklo.
Skříňku nelze uzamknout, vybavena jednou poličkou a držáky na láhve.

Doporučené užití: Pro provozy s hrozícím rizikem zasažení očí mechanickými nečistotami nebo chemickými látkami – včetně kyselin a louhů

Parametry: Rozměry V x Š x H: 365 x 240 x 130 mm
Hmotnost: 2,2 kg

Obsah sady:

Láhev na výplach očí – 2 ks

- fyziologický roztok 0,5 l (sterilní kapalina s obsahem 0,9 % NaCl)
- pohotová první pomoc při zasažení očí mechanickými nečistotami nebo chemickými látkami
- ergonomicky tvarovaná oční miska pro otevření očního víčka (výplachová kapalina se tak dostane přímo na poraněné oko)
- láhev 500 ml vystačí na cca 4 min. intenzivního vyplachování

Láhev pro výplach očí s neutralizačním roztokem BioPhos®74 - 0,25l – 1 ks

- pro výplach očí nebo oplach pokožky při poranění kyselinami nebo louhy (zásadami)
- jedna láhev 250 ml vystačí na cca 2 min. intenzivního vyplachování
- neutrální roztok má rychlý nástup neutralizačního účinku a oční tekutina se tak rychle navrácí na výchozí hodnotu pH 7,4
-

Magnetická tužka na odstranění železných třísek a nečistot z očí

- na jedné straně vybavena silnou neodymovo-magnetickou špičkou pro odstranění kovových třísek a nečistot bez dotyku oční bulvy, na druhé straně je opatřena anti abrazivní nylonovou smyčkou pro vyjmutí nekovových třísek

Sterilní oční polštářky s náplastí – 6 ks

- absorpční a prodyšné sterilní oční polštářky s lepícím okrajem pro ochranu očí po různých typech poranění postihující vnější oko

Sterilní krytí 18 x 40 cm – 5 ks

- pro sterilní osušení a zakrytí poraněné části

Papírové kapesníčky

- pro osušení obličeje po výplachu fyziologický roztokem

Zrcátko



TECHNICKÁ DATA



Záruka: 24 měsíců od data prodeje, za předpokladu manipulace a užívání zboží předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným zacházením či používáním nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 11.11. 2019 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ondřej Stoniš".

Technický ředitel
REO AMOS, spol. s r.o.