

## TECHNICKÁ DATA

PLMK020

**Název výrobku:** Klinik box  
**Firemní označení:** PLMK020

**Dodavatel:** REO AMOS, spol. s r.o.  
Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice  
tel.: 596 966 455 fax.:596 966 460  
E-mail: [reoamos@reoamos.cz](mailto:reoamos@reoamos.cz)  
[WWW.REOAMOS.CZ](http://WWW.REOAMOS.CZ)

**Technický popis:** Nádoby na mediální odpady o objemu 2 litry, jsou vhodné na skladování a přepravu nebezpečných odpadů vzniklých ve zdravotnictví jako stříkačky, jehly, zkumavky nebo obvazy. Jsou vyrobeny z pevného plastu, jenž je bezesbytku spalitelný společně s uskladněným odpadem. Jsou opatřeny nálepkou, označující infekční odpad. Nádoby jsou určeny k jednorázovému použití pro sběr nebezpečného klinického odpadu v místě jeho vzniku, který náleží do třídy 6.2 (ADR) a jsou přiřazeny k UN 3291. Dle Katalogu odpadů lze nádoby plnit odpady ze skupiny 18 - Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a nebo z výzkumu s nimi souvisejícího, včetně katalogového čísla druhu odpadu 180101 ostré předměty. Nádoby na nemocniční odpady jsou vyráběny v mnoha objemech a jsou tedy vhodné nejenom pro velká nemocniční oddělení ale i do soukromých praxí lékařů, veterinářů nebo laboratoří. Nádoby jsou spalitelné včetně obsahu ve specializovaných spalovnách a při jeho spalování se neuvolňují do ovzduší žádné životu a zdraví nebezpečné látky.

**Doporučené užití:** Klinik boxy jsou vhodné na skladování a přepravu nebezpečných odpadů vzniklých ve zdravotnictví jako stříkačky, jehly, zkumavky nebo obvazy.

**Návod k použití** po přitlačení víka na nádobu se oba díly pevně spojí a již nelze víko sejmout, tím je znemožněn další kontakt s obsahem nádoby

**Parametry:** průměr 200/143mm x výška109 mm

**Stálost:** Materiál je stabilní vůči slunečnímu záření, je mrazuvzdorný. Teplota materiálu v kbelíku může být od -10 do 60°C.

**Chemická odolnost:** Materiál odolává většině chemických látek. Neodolává dlouhodobě silným oxidačním činidlům a zahřátým chlorovaným rozpouštědly. Konkrétní podrobnosti k chemické odolnosti – na požádání

- Složení:** Polypropylen
- Ochrana zdraví:** Výrobek není zdraví škodlivý.
- Záruka:** 24 měsíců ode dne prodeje; za předpokladu manipulace a užívání zboží předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným zacházením či používáním nenese prodávající žádnou odpovědnost.
- Likvidace:** Spálením ve speciálních spalovnách.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

---

Dne 4. 7. 2015 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš

